





13.2分项报价明细表

序号	产品名称	品牌型号	制造商名称	产地	技术参数配置	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	小型摇摆制粒机	精宏、YK-60	长沙精宏机械设备有限公司	长沙	滚筒直径：φ60mm 生产能力：20-30kg/h 往返次数：3.46r/min 摇摆幅度：360 度 料口尺寸：212×209mm 配用电机：0.55kw 所需电压：380v/220v 外形尺寸：550×460×530mm 机器重量：70kg 配置：小型摇摆制粒机一台、说明书一本、合格证一个。	台	1	8000	8000	
2	磁力加热搅拌器	 远大 ZML-B-180	河南远大仪器设备有限公司	郑州	加热盘面尺寸：φ180*180mm 搅拌容量：50-2000ml 转速范围：0-2300r/min 表面温度范围：室温-350℃（LED 数显可调） 传感器分度号：PT100 传感器类型：内、外传感器，可测量表面温度和溶液 温度 控温精度：±1℃ 控温方式：只能~PID 工作电压：220v 50HZ 加热面材质：采用陶瓷涂层面板 加热面特性：耐酸碱腐蚀/绝缘/耐高温/不变形	台	5	1500	7500	

				<p>发热源材质：集热式电热盘（热效高，寿命长）</p> <p>机壳材质：一次成型钢膜铸铝合金喷塑外壳</p> <p>操作面板：∠30 ° 斜面，全轻触式按键设计，防水防腐材料</p> <p>安全防护：超温保护，断偶保护，电源防水保护，机体漏液保护</p> <p>工作方式：连续</p> <p>电机：40W/DC14-24V（霍尔无刷电机，噪音小，无火花）</p> <p>加热功率：500W</p> <p>整机尺寸：≥325*215*120mm</p> <p>重量：≤5000g</p> <p>配置：磁力加热搅拌器整机 1 台，立杆 1 根，外置传感器1支，内置传感器（机身内置），磁子1个，说明书 1 份</p>					
3	 <p>透皮扩散 试验仪</p>	<p>黄海药检 KJ-12B</p>	上海黄海药检仪器有限公司	上海	<p>扩散池数量：12 套</p> <p>透皮扩散面积：2.2cm<sup>2</sup></p> <p>接收池体积：8±0.1ml</p> <p>控温范围：室温~45℃</p> <p>控温精度：≤±0.3℃</p> <p>搅拌调速范围：100—800 转/分</p> <p>稳速误差：≤±0.2%</p> <p>加热功率：300W</p> <p>电源：220V ±10% 50HZ</p> <p>连续工作时间：48h 以上</p> <p>工作环境：温度 5℃~30℃</p>	台	1	20000	20000

					相对湿度：≤80% 配置：透皮扩散试验仪一台、立式扩散池：8ml 十二个、扩散池夹十二个、搅拌子十二个、排 水管一根、电源线一根、使用说明书（内含装 箱单）一本、合格证一个					
4	纳米粒径 分析仪	微纳、 Wimer80 2	济南微纳颗粒仪 器有限公司	济南	执行标准：GB/T 29022-2012/ISO 22412：2008 测试范围：0.5-10000nm(与样品有关) 浓度范围：0.1mg/L-100mg/L（与样品有关） 准确度误差 <1%（国家标准样品平均粒径） 重复性误差 <1%（国家标准样品平均粒径） 激光器：集成恒温系统最大功率 50mW，波长 532nm 或 405nm 固体激光器（可选）（带温控 保护系统） 探测器：HAMAMATSU 光电倍增管（PMT），使用 单模 保偏光纤 散射角：90 ° 数字相关器：ASIC 研制的高速光子相关器，物 理通 道：512，等效~通道：10000，基线通道：8， 采样及 延迟时间：1us 200us 动态可调，最小分辨能 力：6ns 样品池：10mm*10mm ， 4ml（带温控保护系统） 数据处理：最优拟合累积分析法和改进正规化 算法， 可给出平均粒径及粒度分布曲线 软件功能：一键式测量，自动优化测量参数， 轻松生 成测试报表	台	1	100000	100000	

				<p>输出项目：平均粒径、多分散系数、粒度分布曲线、 粒度分布表等</p> <p>温度范围：8-45℃（温度精确到 0.1℃）</p> <p>温度显示及调节：仪器实时温度显示，外置直接调 温，无需打开机壳调温</p> <p>仪器体积： ≥390mm×255mm×240mm</p> <p>使用环境：温度 15～40℃ ， 湿度 20～70%无冷凝</p> <p>高精度双温控保护系统：样品池温控系统和激光器 温控系统精度高达±0.1℃ ， 使被测样品和激光器光 源在整个测试过程中都处于恒温状态，避免温度变化 对不测试结果的影响，确保测试准确和重复；</p> <p>配置：Winner802纳米粒度仪主机一台、取样小勺两把、微纳激光粒度分析软件（含加密狗）一套、工具一套、粒度标准物质一瓶、数据线一根、超声波清洗器一台、电源线一根、样品池四个、擦镜纸三本、说明书一份、保修卡一份、品牌电脑一台</p>					
5	单冲压片机	精宏、TDp-5	长沙精宏机械设备有限公司	长沙	<p>最大压力（Kn） 50</p> <p>压片直径（mm） 5-20</p> <p>填充深度（mm） 0-18</p> <p>片剂厚度（mm） 0-9</p> <p>中模标准（mm） <math>\varnothing</math> 37</p> <p>生产能力（pcs/h） 5000</p> <p>电机功率（Kw） 0.75</p> <p>外形尺寸（毫米） 700*500*580</p>	台	6	6000	36000

					主机重量（公斤）：120 配置：单冲压片机一台、电源线一根、说明书一本、合格证一个					
6	 溶出仪智能药物溶出度仪	黄海药检 、RCZ-6N	上海黄海药检仪 器有限公司	上海	产品特点： 内置三级用户权限管理、审计追踪、试验记录管理，通过设备接口，可打印或 USB 输出试验报告。 常用样品信息管理，方便调取使用。 高精度实时恒温控制，有双重过温保护、温度校准功能。 内部设有预约加热，用户可以设定系统指定时间开始加热。 手动同步投药功能。 溶出杯与搅拌器自动定中心位。 密封式防蒸发盖设计，有效降低介质挥发。 使用更便捷的水循环管路设计，专业医疗级快速接头。 可选配小杯法配件（用于溶出度测定第三法） 产品参数： 溶出通道：6 通道 补液杯：150ml*2 搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm 转篮摆动幅度：≤1.0mm 转杆与溶出杯轴偏差：≤1.0mm 转速设置范围：10-300RPM 稳速误差：≤±1% 调温范围：室温 45.0℃	台	2	38000	76000	

					温度分辨率：0.1℃ 控温精度：≤±0.3℃ 取样次数：100次 取样计时时间：≤999小时59分59秒 电源：AC220V±10% 50Hz 配置：主机RCZ-6N一台、高精度溶出杯：高185mm/容积1000ml六个、补液杯：容积150ml两个、桨杆：L=420mm六个、篮轴：L=400mm六个、篮体六个、取样针：Φ2.5mm，L=380mm六个、温度传感器：L=160mm一个、溶出杯盖六个、补液杯盖两个、止落套螺母六个、取样定高板一个、球型定高器：Φ25mm一个、控制线一根、排水管一根、电源线一根、使用说明书（内含装箱单）一本、合格证一个					
7	智能崩解仪	精拓、BJ-4	天津市精拓仪器科技有限公司	天津	时间控制精度：±0.5min 升降吊篮数量：4套 吊篮升降频率：（25～35）次/分 ★吊篮升降距离：（55±1）mm 筛网至杯底最小间距：25mm±1mm 筛网孔径：标配 2mm、（0.42mm、0.71mm、1mm 孔径 可选定） 崩解时限点：≤100 次 崩解计时时间：≤999 小时 59 分 59 秒 电源：220V50Hz 配置：BJ-4型崩解时限仪1台、220V交流电源线1条、吊篮部件4套、挡板24个、烧杯4支、水银温度计1支、水箱垫1块、软	台	4	6000	24000	

					管 1 根、吸耳球 1 个、B J —4型崩解时限仪用户手册 1 本、质量保证书 1 份、用户注册卡 1 份、产品合格证 1 份					
8	实验台	祥升、定制	潍坊祥升办公设备有限公司	潍坊	包含实验台安装费用。 包含改水改电费用：实验台上布置水管布置水槽；改造电路分布，实验台上布电布插座。 实验台尺寸： (1) 5676mm*750mm； (2) 4000mm*1500mm； (3) 4000mm*750mm。 配置：实验台5676mm*750mm、4000mm*1500mm、4000mm*750mm每组实验台加配一个洗眼器	套	1	28500	28500	
合计（含税，人民币：元）		小写：300000.00								
		大写：叁拾万元整								

供应商名称（盖章）：山东圣海仪器有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 2024 年 6 月 24 日

